



NAVODILA ZA UPORABO IN 7322 Masažni aparat inSPORTline C02



FUNKCIJE IN LASTNOSTI

- Privoščite si globoko in sproščujočo masažo
- Za enostavno in učinkovito uporabo masažnega aparata poskrbi razširjen in ergonomsko oblikovan ročaj.
- Enostaven krmilnik za preprost nadzor hitrosti.
- Možnost priključitve in povezave dveh različnih masažnih glav.
- Brezčasna oblika za enostavno in varno uporabo.



UPORABA

- Pred priključitvijo aparata na električno omrežje, se prepričajte, da je glavno stikalo v položaju OFF (izklopljeno).
- Za vklop aparata, morate preklopiti stikalo v položaj I (masaža) ali II (masaža in kompresija).
- Prilagoditev moči s pomočjo gumba.
- Ob pravilni uporabi, je uporaba masažnega aparata prijetna, sproščujoča in ni nevarnosti za poškodbe mišic.
- Masažno glavo premikajte po telesu – glave ne puščajte na istem mestu za več kot tri minute. Osredotočite se na problematična mesta in se masirajte dovolj časa.
- Uporabite ustrezno masažno glavo: na voljo imate 2 vrsti masaže - prsti/pritisk in toning masaža.
- Hitrost vibracij prilagodite trenutnim potrebam.



OPOZORILA

- Aparata ne povežite z električnim omrežjem, če napetost ne ustreza specifikaciji proizvoda.
- Poskrbite, da ne pride v stik z vodo - aparat se lahko poškoduje.
- Aparata ne uporabljajte v vlažnem okolju (npr. v kopalnici ali v bližini vodnih virov).
- Aparat hranite ločeno od virov toplote in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Če sta glava ali pokrov poškodovana, iz varnostnih razlogov prekinite z uporabo aparata.
- Poškodovan del zamenjajte v najkrajšem možnem času.
- Pred priključitvijo napajalnega kabla v električno vtičnico, preverite, ali je glavno stikalo v položaju OFF.
- Ne izključite vtiča iz električnega omrežja oz. ne izvlecite napajalnega kabla z mokrimi rokami.
- Po končani uporabi masažnega aparata se prepričajte, da ste izklopili stikalo in nato izvlecite napajalni kabel iz električnega omrežja.
- Če je napajalni kabel, vtič ali katerikoli drug del aparata pokvarjen, se obrnite na prodajalca ali servisni center.
- Med daljšim delovanjem aparata, se nekateri deli naprave segrejejo. Za osebe, občutljive na toploto, predolga uporaba masažnega aparata ni priporočljiva.
- Aparat je opremljen s funkcijami za preprečevanje pregrevanja in s samodejnim izklopom. Z masažo lahko nadaljujete tudi med ohlajanjem masažnega aparata.
- Prižganega aparata ne puščajte brez nadzora dlje kot 20 minut.
- Otroci, mlajši od 14 let in osebe z motnjami v duševnem razvoju aparata ne smejo uporabljati brez nadzora.
- Masažnega aparata ženske ne smejo uporabljati med nosečnostjo.



DELI

	1. Regulator hitrosti 2. Glavno stikalo 3. Držalo 4. Glava za sprostitvev, toplotna masaža 5. Zamenljiva masažna glava
--	--

REŠEVANJE TEŽAV

NAPAKA	VZROK	REŠITEV
Aparat se ne vključi	Napačna priključitev napajalnega kabla	Preverite napajalni kabel
	Glavno stikalo je v napačnem položaju	Preverite glavno stikalo
Aparat se izklopi	Zaščita pred pregrevanjem	Pustite aparat izključen najmanj 5 minut

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Model: C02

Naslov: Multifunkcijski masažni aparat

Konfiguracija: 02

Vhodna napetost:

- 220-240, 50 Hz / 60 Hz

- 110-120V, 60Hz

Moč: 28W