



## IN 27463 Infrardeči LED panel inSPORTline Flabor



### VARNOSTNA NAVODILA

Previdno preberite priročnik pred prvo uporabo in sestavljanjem ter ga shranite za prihodnjo uporabo.


- Naprava ni igrača, ne puščajte otrok in hišnih ljubljencev brez nadzora v bližini naprave.
- Ne glejte neposredno v luči.
- Naprava mora biti pravilno nameščena, če niste prepričani glede montaže, se posvetujte s strokovnjakom.
- Izdelek ni primeren za: nosečnice, osebe z epilepsijo, alergijo na svetlobo in toploto, osebe z občutljivo kožo, dermatološkimi boleznimi, poškodovanimi ali z brazgotinami itd.
- Ne potaplajte v vodo.
- Ne uporabljajte za daljša obdobja.
- Ne spreminjajte ali popravljajte naprave sami.
- Pogostost uporabe: sprva 1-2 minuti na območje, čez 2-3 tedne do 10 minut na območje.
- Standardna uporaba lahko traja 10 minut na sejo na razdalji 15 do 40 cm od naprave. Najdaljši čas uporabe lahko znaša 15-20 minut za problematična območja. Priporočamo 6-urne intervale med sejami in uporabo naprave 2-3 krat na dan.

**OPOZORILO:** Naprava ni nadomestilo za medicinsko ali terapevtsko oskrbo.

**OPOZORILO:** Nosite zaščito za oči. Nikoli ne glejte neposredno v LED diode. NIR (bližnja infrardeča svetloba) ni vidna s prostim očesom.

### OPIS IZDELKA

\*Opis slike je le ilustrativen; modeli se razlikujejo po velikosti in številu LED lučk.




1. LED zaslon
2. Bližnja infrardeča svetloba
3. Rdeča svetloba
4. LED lučke
5. Nadzorna plošča
6. Nedrseče noge

## SPECIFIKACIJE

- Dimenzije: 53.84\*20.82\*6.35 cm
- Število LED: 120 kosov, 5W
- Kot sevanja: 30°
- Vhodna napetost: 10-240V 50/60 Hz
- Obsevanje:
  - > 219 mw/cm2 na površini lučk
  - > 160 mw/cm2 15,24 cm od površine lučk
- Valovna dolžina: 630 nm, 660 nm, 810 nm, 830 nm, 850 nm
- Masa: 4 kg
- Certifikati: CE, FDA, ROHS


## VSEBINA PAKETA



## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnim koli rokovanjem, čiščenjem in vzdrževanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena in odklopljena od napajanja.
- Naprava med čiščenjem ne sme biti obešena, odstranite jo iz visečega sistema.
- Ohišje naprave (razen svetilk) obrišite z mehko vlažno krpo in takoj posušite.
- Ne uporabljajte razpršil ali drugih čistilnih sredstev. Ne uporabljajte čistilnih sredstev na osnovi alkohola ali benzena.
- Preprečite vdor vode ali vlage v prezračevalne odprtine ali luči.

## UPORABA



### Rdeča svetloba, valovne dolžine 630 nm in 660 nm

- Spodbuja bolj zdravo kožo.
- Spodbuja prekrvavitev.
- Spodbuja proizvodnjo kolagena in elastina.


### NIR, valovne dolžine 810 nm, 830 nm, 850 nm

- Pomaga pri vnetjih.
- Lajša mišične in sklepne bolečine.
- Pomaga pri regeneraciji tkiv, sklepov in organov.

### Kombinacija rdeče in NIR svetlobe, valovne dolžine 630 nm, 660 nm, 810 nm, 830 nm, 850 nm


- Združuje koristi obeh vrst.

Opomba: Domet kontrolerja je 15 metrov v idealnih pogojih. Kontroler mora biti na zadostni razdalji med uporabo.




### VIŠEČI SISTEM


1. Položite ploščo na ravno in čisto površino.
2. Zaščitite luči pred praskami.
3. Privijte kable na vijake.




4. Nosilec pritrdite na katerakoli standardna vrata.




5. Ploščo pritrdite na vrata s karabini in škripcem.




6. Uporabite kabel za nastavitev želene višine. Med vsakim gibanjem je potrebno, da je plošča zavarovana.



7. Sponko na vrhu držala uporabite za pritrditev kabla. Med vsakim gibanjem je potrebno, da je plošča zavarovana.



8. Vključite napajalni kabel v napravo in nato v električno vtičnico.  
9. Obrnite stikalo za vklop v položaj "vklopljeno".



## ZAŠČITA OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga odstranite v skladu z lokalnimi zakoni in na okolju prijazen način v najbližjem smetišču.

Z ustreznim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagate zaščititi zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odstranjevanje, vprašajte lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakonov ali sankcijam. Baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke, temveč jih odnesite na mesto za reciklažo.